

SÅ HÄR SKÖTER DU DINA GLASÖGON...

SCANDINAVIAN EYEWEAR®

- Rengör dina bågarna ofta och regelbundet. Det enklaste och bästa sättet är att skölja dem under rinnande fingervarmt vatten tillsammans med vanlig tvål, eller ett par droppar mildt diskmedel utan ammoniak. Skölj bågen noga efteråt, så det inte blir några rester av tvål eller diskmedel kvar. Du kan också använda speciell rengöringsvätska som finns hos välsorterade optikbutiker.
- Torka inte av torra glasögon! Det är viktigt att skölja i vatten eftersom smuts som kan finnas på glas och/eller båge annars kan göra repor. En enda gång kan räcka för att skada dina glasögon.
- Det absolut bästa sättet att putsa och rengöra glasen är att använda den putsduk du fick när du köpte glasögonen. Använd inte papper, handduk, klädesplagg eller produkter med silikon - det kan repa dina glasögon.
- Förvara glasögonen i ett hårt och skyddande fodral när du inte använder dem. Dammsug fodralet då och då, för att förhindra att det samlas smuts som kan repa glasögonen.
- Lägga aldrig glasen direkt mot en bordsyta - det kan repa glasen! Använd båda händerna när du tar av dig bågarna så håller de formen bättre. Vik inte ihop bågarna om du tar av dem en kort stund, låt skalmarna ligga öppna för att minska belastningen på skruvarna i skalmarna.
- Efter en tids användning behöver alla bågarna justeras. Din optiker hjälper dig gärna.
- Lämna aldrig dina glasögon på instrumentbrädan i bilen, i båten eller i starkt solljus. Extrem värme kan skada din båge. Du bör heller inte använda glasögon inne i t ex en bastu, eftersom stora temperaturväxlingar utsätter glasen för hög påfrestning.